



BIO COMPOSANTS  
MÉDICAUX

# BIOLIGHT BOND DC

SYSTÈME ADHÉSIF AUTOMORDANÇANT  
À POLYMÉRISATION DUALE

**COMBINEZ EN UNE SEULE ÉTAPE** l'étape de mordançage et celle du conditionnement adhésif du substrat déminéralisé émail et dentine.

L'utilisation du primaire comprenant des monomères de résine, acides et hydrophiles, permet de combiner l'étape de mordançage à celle du conditionnement du substrat déminéralisé.

Biolight® Bond DC améliore l'ergonomie et la rapidité d'exécution et rend le protocole clinique de collage moins sujet aux perturbations liées à l'opérateur et aux conditions cliniques.

Biolight® Bond DC, adhésif à polymérisation duale, est particulièrement indiqué pour toutes les applications dentaires où une insolation lumineuse est problématique, comme la liaison des tenons fibrés dans le canal dentaire ou le collage de dispositif plus ou moins opaques.

Biolight® Bond DC sera idéalement associé avec la colle composite Biolight® Core DC, intégrant une technologie innovante à nanocharges, pour la construction en une seule étape de reconstitutions corono-radicales.

► Conditionnement en flacons

## AVANTAGES

■ Un adhésif auto-mordançant simplifiant la pose des composites à polymérisation duale.

■ Un système de liaison éliminant l'étape préalable de mordançage-rinçage, séchage pour de nombreuses applications : pose de tenons, reconstitutions coronaires, inlays, onlays et bridges classiques ou Maryland.

■ Un système adhésif perturbant moins le réseau de collagène de la dentine sous-jacente qui va pouvoir ainsi être infiltrée efficacement par la résine de l'adhésif.

■ Une force de liaison élevée à la dentine sèche ou légèrement humide ainsi qu'à l'émail.<sup>(1)</sup>

■ À entreposer à température ambiante.

■ Offre un scellement marginal efficace.

■ Permet la liaison dans des zones où la photopolymérisation est réduite ou impossible à réaliser.



(1) Un mordançage préalable de l'émail peut être indiqué. Il est contre-indiqué pour la dentine.



BIO COMPOSANTS MÉDICAUX

215, route de Bavonne - ZA le Talamud - 38140 Saint-Blaise-du-Buis  
FRANCE  
+33 (0)4 76 07 79 57

dentalbcm.com

contact@biomedicaux.com



BIO COMPOSANTS  
MÉDICAUX

# BIOLIGHT BOND DC

ADHÉSIF AUTOMORDANÇANT  
À POLYMÉRISATION DUALE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Force de liaison avec le composite SC à la dentine bovine	22.1 MPa
---	----------

Force de liaison avec le composite SC à l'émail bovin	20.0 MPa
---	----------

## RÉFÉRENCE

09005

## CONTENU

Flacons	2 x 5 ml
---------	----------

Mélangeurs	10
------------	----

Support pour micro-embouts	1
-------------------------------	---

Micro-embouts	53
---------------	----



**BIO COMPOSANTS MÉDICAUX**

215, route de Bavonne - ZA le Talamud - 38140 Saint-Blaise-du-Buis  
FRANCE  
+33 (0)4 76 07 79 57

**dentalbcm.com**  
contact@biomedicaux.com